sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | T: +49 30 927 030-0 | F: +49 30 927 030-30 | info@sifin.de | www.sifin.de

Minca-Supplement

INFORMATION ZUM GEBRAUCH DURCH FACHPERSONAL

de

REF TN 1334 Vol. 12 x 1 Fl.

Zweckbestimmung
Das Minca-Supplement dient zur Förderung der Fimbrien-Ausbildung (F5(K99)) bei pathogenen *Escherichia coli* zusammen mit dem Minca-Agar, modifiziert sifin REF TN 1722 und TN 1040.

Zusammensetzung
1 Flasche für 100 ml Nährmedium enthält:

Minca-Supplement	mg
L-Cysteinhydrochlorid	26
L-Glutamin	10
Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid (NAD)	0,3
Thiaminhydrochlorid	0,1
Cocarboxylase	0,1
Eisen(III)-nitrat	0,04

Haltbarkeit und Lagerungsbedingungen
Das Minca-Supplement ist bei 2...8 °C Lagerung bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Datum verwendbar. Es ist vor Licht geschützt aufzubewahren.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Kein gefährliches Produkt im Sinne der aktuellen EG-VO 1272/2008 (CLP-Verordnung).

Zubereitung
1. Minca-Agar, modifiziert sifin REF TN 1722 (100 ml) durch Erwärmen bei 100 °C für 40 min. verflüssigen.
2. Minca-Agar, modifiziert sifin REF TN 1040 nach Vorschrift zubereiten.
3. Den Inhalt von 1 Flasche Minca-Supplement in 2 ml sterilem Aqua dest. lösen und aseptisch zu 100 ml sterilen, auf 45...50 °C abgekühlten Nährboden geben.
4. Gut mischen und Platten gießen.

Aufbewahrung: Die gegossenen Platten nach dem Erstarren des Minca-Agars bei 2...8 °C lagern. Unter diesen Bedingungen sind die Platten max. 14 d verwendbar.

Erklärung der benutzten Symbole

LOT Chargennummer (Chargenbezeichnung)

REF Bestellnummer

Gebrauchsanweisung beachten

Verwendbar bis JJJJ-MM (MM = Monatsende)

Temperaturbegrenzung

Datum der Fassung: 01/01/2014