sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | T: +49 30 700 144-0 | F: +49 30 700 144-30 | info@sifin.de | www.sifin.de

Eigelb-Kaliumtellurit-Emulsion

INFORMATION ZUM GEBRAUCH DURCH FACHPERSONAL

de

REF TN1310 Vol. 4 x 25 ml

Zweckbestimmung
Die Eigelb-Kaliumtellurit-Emulsion dient in Verbindung mit Baird-Parker-Agar (Basis) sifin REF TN1104 / Baird-Parker-Agar (Basis) pH 7,2 sifin REF TN1009 zur Isolierung und Differenzierung von *Staphylococcus aureus* aus Lebensmitteln (§ 64 LFGB) und pharmazeutischen Materialien.

Zusammensetzung
1 Flasche enthält:

Eigelb-Kaliumtellurit-Emulsion	**ml**
Eigelb	5,0
Kaliumtellurit	5,0 mg
Natriumchlorid-Lösung	20,0

Haltbarkeit und Lagerungsbedingungen
Die Eigelb-Kaliumtellurit-Emulsion ist bei 2...8 °C Lagerung bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Datum verwendbar. Sie ist vor Licht geschützt aufzubewahren.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Kennzeichnung nach EG-VO 1272/2008 (CLP-Verordnung): entfällt

Zubereitung
Baird-Parker-Agar (Basis) sifin REF TN1104 + Baird-Parker-Agar (Basis) pH 7,2 sifin REF TN1009 nach Vorschrift zubereiten, autoklavieren und auf ca. 50 °C abkühlen. Aseptisch 2 Flaschen (= 50 ml) Eigelb-Kaliumtellurit-Emulsion je Liter Basisnährboden zugeben. Gut mischen und Platten gießen.

Erklärung der benutzten Symbole

LOT Chargennummer (Chargenbezeichnung)

REF Bestellnummer

Gebrauchsanweisung beachten

Verwendbar bis JJJJ-MM (MM = Monatsende)

Temperaturbegrenzung

Datum der Fassung: 11/02/2026

sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | T: +49 30 700 144-0 | F: +49 30 700 144-30 | info@sifin.de | www.sifin.de

Egg Yolk Potassium Tellurite Emulsion

INFORMATION FOR PROFESSIONAL USE

en

REF TN1310 Vol. 4 x 25 ml

Intended use

Egg Yolk Potassium Tellurite Emulsion is used in conjunction with Baird-Parker Agar (Base) sifin REF TN1104 / Baird Parker Agar (Base) pH 7.2 sifin REF TN1009 for the isolation and differentiation of *Staphylococcus aureus* from food (according to § 64 German Food and Feed Code) and from pharmaceutical materials.

Composition

1 bottle contains:

Egg Yolk Potassium Tellurite Emulsion	ml
Egg yolk	5.0
Potassium tellurite	5.0 mg
Sodium chloride solution	20.0

Shelf life and storage

If stored at 2...8 °C, this Egg Yolk Potassium Tellurite Emulsion may be used up to the date given on the label. It must be stored protected from light.

Warnings and precautions

Classification according to Regulation (EC) 1272/2008 (CLP): not applicable

Preparation

Prepare Baird-Parker Agar (Base) sifin REF TN1104 + Baird Parker Agar (Base) pH 7.2 sifin REF TN1009 as specified in the instructions, autoclave and cool down to approx. 50 °C. Under aseptic conditions, add 2 bottles (= 50 ml) Egg Yolk Potassium Tellurite Emulsion per litre of Base Agar. Mix well and pour plates.

Explanation of the symbols used

LOT Batch code (Lot)

REF Catalogue number

Consult instructions for use

Use by YYYY-MM (MM = end of month)

Temperature limitation

Date of revision: 11/02/2026