diagnostics
with passion

BAKTERIOLOGISCHE
TESTREAGENZIEN



Kontrollantigene
Salmonella und Shigella

Salmonella-Diagnostik

Shigella-Diagnostik

RiliBÄK-konform

Ist Qualitätssicherung für Sie noch eine stachelige Angelegenheit? Dann gelangen Sie jetzt mit wenigen Schritten auf die sichere Seite der RiliBÄK.

- RiliBÄK-konforme Überprüfung Ihrer sifin Test-reagenzien Anti-Salmonella und Anti-Shigella
- Beste Qualitätssicherung ohne aufwendige Stammkulturhaltung
- Einfache Handhabung von gebrauchsfertigen Kontrollantigenen

schnell ✓
einfach ✓
zuverlässig ✓



sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | T: +49 30 700 144-0 | F: +49 30 700 144-30 | info@sifin.de | www.sifin.de

Kontrollantigene

Qualität steht an erster Stelle

Die Durchführung von labormedizinischen Untersuchungen erfordert ein Qualitätssicherungssystem nach dem allgemein anerkanntem Stand der medizinischen Wissenschaft zur Aufrechterhaltung der erforderlichen Qualität, Sicherheit und Leistung bei der Anwendung von In-vitro-Diagnostika. Die Zuverlässigkeit der damit erzielten Ergebnisse muss sichergestellt werden.

Zur Erfüllung der Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiliBÄK) stellen wir Ihnen unsere Kontrollantigene vor:

Sie dienen der Überprüfung der Agglutinabilität von sifin Testreagenzien Anti-Salmonella bzw. Anti-Shigella und der Qualitätssicherung der Testdurchführung mittels Objektträgeragglutination. Sie sind ausschließlich für die Qualitätskontrolle der serologischen Typisierung bei Verwendung von sifin Testreagenzien bestimmt.

Testdurchführung

Geben Sie jeweils einen Tropfen Kontrollantigen auf einen Objektträger und vermischen Sie ihn mit jeweils einem Tropfen sifin Testreagenz, das zur serologischen Prüfung des Kontrollantigens erforderlich ist.

Zum Ausschluss von Spontanagglutinationen ist einmalig eine Negativkontrolle mit physiologischer Kochsalzlösung anstelle des sifin Testreagenz mitzuführen.

Kontrollantigene Salmonella

Bezeichnung	Beschreibung	Artikel	Inhalt
Kontrollantigen Salmonella Paratyphi A-OH	2,12:a:[1,5] (Tritt i.d.R. monophasisch auf.)	TS1501	5 ml
Kontrollantigen Salmonella Paratyphi B-OH	1,4,[5],12:b:1,2	TS1502	5 ml
Kontrollantigen Salmonella Paratyphi C-OH	6,7,[Vi]:c:1,5 (Verwendung von TS1507 für Vi)	TS1503	5 ml
Kontrollantigen Salmonella Typhi-OH	9,12, [Vi]:d- (Verwendung von TS1507 für Vi)	TS1504	5 ml
Kontrollantigen Salmonella Typhimurium-OH	1,4,[5],12:i:1,2 (Tritt häufig monophasisch auf.)	TS1505	5 ml
Kontrollantigen Salmonella Enteritidis-OH	1,9,12:g,m:-	TS1506	5 ml
Kontrollantigen Salmonella Vi		TS1507	5 ml

Kontrollantigene Shigella

Bezeichnung	Beschreibung	Artikel	Inhalt
Kontrollantigen Shigella flexneri	*S. flexneri* Typ 1b, 2a, 3a, 4a	TS1510	2 ml
Kontrollantigen Shigella dysenteriae	*S. dysenteriae* Typ 1, 2, 3, 7	TS1511	2 ml
Kontrollantigen Shigella boydii	*S. boydii* Typ 1, 2, 5, 8	TS1512	2 ml
Kontrollantigen Shigella sonnei	*S. sonnei* S-Form (Phase I) *S. sonnei* F-Form (Phase II)	TS1513	2 ml