sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | T: +49 30 700 144-0 | F: +49 30 700 144-30 | info@sifin.de | www.sifin.de

Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement

INFORMATION ZUM GEBRAUCH DURCH FACHPERSONAL

de

REF TN1323 Vol. 12 x 1 Fl.

Zweckbestimmung
Das Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement dient in Verbindung mit Pseudomonas-Agar (Basis) sifin REF TN1286 zum Nachweis und zur Zählung von *Pseudomonas aeruginosa* aus Wasserproben, Lebensmitteln und anderen Materialien.

Zusammensetzung
1 Flasche enthält:

Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement	mg
Cetrimid	100,0
Nalidixinsäure	7,5

Haltbarkeit und Lagerungsbedingungen
Das Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement ist bei 2...8 °C Lagerung bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Datum verwendbar. Es ist vor Licht geschützt aufzubewahren.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Einstufung nach EG-VO 1272/2008 (CLP-Verordnung):



Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten:
Enthält Cetrimoniumbromid, Nalidixinsäure

H-Sätze: H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315 - Verursacht Hautreizungen. H318 - Verursacht schwere Augenschäden. H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. H335 - Kann die Atemwege reizen. H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze: P260 - Staub, Rauch nicht einatmen. P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 - Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe tragen. P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Zubereitung
Pseudomonas-Agar (Basis) sifin REF TN1286 nach Vorschrift zubereiten, autoklavieren und auf ca. 50 °C abkühlen. Den Inhalt einer Flasche Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement in 2 ml sterilem Aqua dest. lösen und aseptisch zu 500 ml sterilem, auf 50 °C abgekühltem Basisnährboden geben. Gut mischen und Platten gießen.

Erklärung der benutzten Symbole


Chargennummer (Chargenbezeichnung)


Bestellnummer


Gebrauchsanweisung beachten


Verwendbar bis JJJJ-MM (MM = Monatsende)


Temperaturbegrenzung

Datum der Fassung: 26/06/2025

sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | T: +49 30 700 144-0 | F: +49 30 700 144-30 | info@sifin.de | www.sifin.de

Pseudomonas CN Selective Supplement

INFORMATION FOR PROFESSIONAL USE

en

REF TN1323 Vol. 12 x 1 bottle

Intended use

Pseudomonas CN Selective Supplement is used in conjunction with Pseudomonas Agar (Base) sifin REF TN1286 for the detection and counting of *Pseudomonas aeruginosa* from water samples, foodstuffs and other materials.

Composition

1 bottle contains:

Pseudomonas CN Selective Supplement	mg
Cetrimide	100.0
Nalidixic acid	7.5

Shelf life and storage

If stored at 2...8 °C, Pseudomonas CN Selective Supplement may be used up to the date given on the label. It must be stored protected from light.

Warnings and precautions

Classification according to Regulation (EC) 1272/2008 (CLP):



Signal word: Danger

Hazard elements:
Contains Cetrimonium bromide, Nalidixic acid

H-Sentences: H302 - Harmful if swallowed. H315 - Causes skin irritation. H318 - Causes serious eye damage. H334 - May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. H335 - May cause respiratory irritation. H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
P-Sentences: P260 - Do not breathe dust, fume. P273 - Avoid release to the environment. P280 - Wear protective clothing, eye protection, face protection, protective gloves. P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. P304+P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Preparation

Prepare Pseudomonas Agar (Base) sifin REF TN1286 according to the instructions, autoclave and cool down to approx. 50 °C. Dissolve the contents of one bottle of Pseudomonas CN Selective Supplement in 2 ml sterile distilled water. Under aseptic conditions, add to 500 ml sterile base culture medium that has been cooled down to 50 °C. Mix well and pour plates.

Explanation of the symbols used

LOT Batch code (Lot)

REF Catalogue number

Consult instructions for use

Use by YYYY-MM (MM = end of month)

Temperature limitation

Date of revision: 26/06/2025