diagnostics with passion

sifin



NEW

MegaPec Broth
Бульон MegaPec

Гигиенический контроль

Megasphaera

Pectinatus

Селективная питательная среда для определения *Megasphaera* и *Pectinatus*

- Готов к использованию для контроля условий производства и конечного продукта
- Положительные результаты возможны уже на третий день культивирования
- Простая визуальная детекция
- Подавление портящих пиво молочнокислых бактерий и дрожжей
- Ингибирование устойчивой сопутствующей флоры (например *Enterobacter aerogenes*)
- Отсутствие ингибиторов ПЦР

селективный ✓

простой ✓

быстрый ✓



Фото: *Megasphaera cerevisiae*, *Pectinatus cerevisiiphilus* и контрольный бульон MegaPec Broth

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ - ООО "ГЕМ" | 127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12 | +7 (495) 787-66-09 | 787-04-32 (многоканальные) | sale@hemltd.ru | www.hemltd.ru

sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | T: +49 30 700 144-0 | F: +49 30 700 144-30 | info@sifin.de | www.sifin.de

diagnostics with passion


MegaPec Broth

Селективное определение

Бактерии Megasphaera и Pectinatus родов Pectinatus и Megasphaera я вляются одними из самых опасных с точки зрения порчи пива бактерий. Е сли они попадают в бутилированное пиво, в результате происходит сильное помутнение напитка и изменение вкуса.

Устойчивые анаэробные бактерии могут поселяться на тонких пленках биопродуктов и таким образом выживать даже в анаэробных условиях производства, например на фабрике розлива.

Бульон MegaPec п озволяет быструю селективную детекцию этих бактерий после отбора проб, например с помощью сваба и тестовой пробирки с 12 мл. бульона.



Продукт	Артикул №	Упаковка
MegaPec Broth (Бульон MegaPec)	TN1707 TN1707-01	20 робирок (20 x 12 мл) 100 робирок (100 x 12 мл)

Микробиологический контроль качества

Микроорганизм	Рост	Мутность
Megasphaera cerevisiae DSM 20461	хороший	хорошо видимая мутность
Megasphaera paucivorans DSM 16981	хороший	хорошо видимая мутность
Pectinatus frisingensis DSM 20465	хороший	хорошо видимая мутность
Pectinatus haikarae DSM 16980	хороший	хорошо видимая мутность
Pectinatus cerevisiiphilus ATCC 20467	хороший	хорошо видимая мутность
Pediococcus damnosus ATCC 29358	нет роста	-
Lactobacillus brevis ATCC 20054	нет роста	-
Sacchararomyces cerevisiae ATCC 9763	нет роста	-
Enterobacter aerogenes ATCC 13048	Сильно ингибирован (рост возможен после 96ч.)	



Еще среды для пивоварен

Продукт	Артикул №	Упаковка
DEV Nutrient Agar (Агар, соотв. DEV)	TN1724	250 мл
Lysine Agar (Лизиновый агар)	TN1743	250 мл
VLB-S7-S Agar (Агар VLB-S7-S)	TN1502	250 мл
VLB-S7-S Broth (Бульон VLB-S7-S)	TN1503	250 мл
WL Nutrient Agar (Питательная среда WL, WLN)	TN1744	250 мл
WL Nutrient Agar with Cycloheximide (Среда WL с циклогексимидом, WLD)	TN1745	250 мл
Wort Agar (Агар Ворта)	TN1746	250 мл

Дата пересмотра: 05/02/2020