


READY FOR IVDR

# In wenigen Schritten zu mehr Sicherheit bei der Diagnostik

## Kontrollantigene Salmonella & Shigella für eine zuverlässige Qualitätssicherung

- RiliBÄK-konforme Überprüfung von sifin Testreagenzien Anti-Salmonella und Anti-Shigella
- Beste Qualitätssicherung ohne aufwendige Stammkulturhaltung
- Einfache Handhabung von gebrauchsfertigen Kontrollantigenen durch Objektträgeragglutination




**sifin diagnostics gmbh** | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | www.sifin.de

## **Salmonella** Kontrollantigene I 5 ml


| Bezeichnung | Beschreibung | Artikel |
|---|---|---|
| Kontrollantigen Salmonella Paratyphi A-OH | 2,12:a:[1,5]<br>Tritt i.d.R. monophasisch auf. | TS1501 |
| Kontrollantigen Salmonella Paratyphi B-OH | 1,4,[5],12:b:1,2 | TS1502 |
| Kontrollantigen Salmonella Paratyphi C-OH | 6,7,[Vi]:c:1,5<br>Verwendung von TS1507 für Vi. | TS1503 |
| Kontrollantigen Salmonella Typhi-OH | 9,12, [Vi]:d-<br>Verwendung von TS1507 für Vi. | TS1504 |
| Kontrollantigen Salmonella Typhimurium-OH | 1,4,[5],12:i:1,2<br>Tritt häufig monophasisch auf. | TS1505 |
| Kontrollantigen Salmonella Enteritidis-OH | 1,9,12:g,m:- | TS1506 |
| Kontrollantigen Salmonella Vi | | TS1507 |

## **Shigella** Kontrollantigene I 2 ml

| Bezeichnung | Beschreibung | Artikel |
|---|---|---|
| Kontrollantigen Shigella flexneri | *S. flexneri*<br>Typ 1b, 2a, 3a, 4a | TS1510 |
| Kontrollantigen Shigella dysenteriae | *S. dysenteriae*<br>Typ 1, 2, 3, 7 | TS1511 |
| Kontrollantigen Shigella boydii | *S. boydii*<br>Typ 1, 2, 5, 8 | TS1512 |
| Kontrollantigen Shigella sonnei | *S. sonnei* S-Form (Phase I)<br>*S. sonnei* F-Form (Phase II) | TS1513 |


## Ablaufschema

2 °C – 8 °C










Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen auf unserer Webseite www.sifin.de oder kontaktieren Sie uns einfach für Ihre Fragen und Wünsche unter **info@sifin.de**.

Datum der Fassung: 04/05/2023