diagnostics
with passion



Nährmedien für die Getränkeindustrie

Mikrobiologie

Fertignährmedien

Trockennährmedien

Mehr Sicherheit in der Getränkeproduktion

- Optimal gerüstet für die Qualitätskontrolle in der Getränkeproduktion
- Zuverlässige Ergebnisse bei der mikrobiologischen Untersuchung von alkoholfreien und alkoholhaltigen Getränken
- Nährmedien für die gezielte Vermehrung besonders anspuchsvoller Spezies
- Fertignährmedien in Röhrchen und Flaschen oder als Trockennährmedien erhältlich

Haben Sie spezielle Anforderungen?

Wir entwickeln und produzieren nach Ihren Wünschen.



sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | T: +49 30 700 144-0 | F: +49 30 700 144-30 | info@sifin.de | www.sifin.de

Nährmedien für die Getränkeindustrie

Produktbezeichnung	Beschreibung	Artikel	Inhalt
DEV-Nähragar	Zur Gesamtkeimzahlbestimmung im Wasser nach DIN 38411 sowie nach § 64 LFGB.	TN1724	9 x 250 ml
DEV-Nähragar	Gesamtkeimzahlbestimmung im Wasser nach DIN 38411 und § 64 LFGB L 59.00-1.	TN1128 TN1128-01	500 g 5 kg
Linden-Grain-Medium	Anzucht von Umweltkeimen, z.B. im Rahmen einer Anlagenprüfung zur Abfüllung von Getränken.	TN1066	25 kg
Lysin-Agar	Isolierung und Keimzahlbestimmung von Nicht-Saccharomyces (Fremd-) Hefen in der Brauerei.	TN1743	9 x 250 ml
MegaPec-Bouillon	Selektive Anreicherung von gram-negativen bierschädlichen Bakterien der Gattungen *Megasphaera* und *Pectinatus*.	TN1707 TN1707-01	20 Röhrchen 100 Röhrchen
MRS-Agar (Basis) (Lactobacillus-Agar nach de Man, Rogosa und Sharpe)	Anreicherung, Anzüchtung, Keimzahlbestimmung aller *Lactobacillus*-Spezies aus Fleisch, Milch, Milchprodukten nach § 64 LFGB und anderen Untersuchungsmaterialien. Tween® 80 TN1422 zugeben.	TN1201	500 g
Orangenserum-Agar	Isolierung, Züchtung, Keimzahlbestimmung säuretoleranter Verderbniserreger in Fruchtsäften und Fruchtextrakten.	TN1207	500 g
Orangenserum-Bouillon	Isolierung, Züchtung, Keimzahlbestimmung säuretoleranter Verderbniserreger in Fruchtsäften und -extrakten.	TN1269	500 g
VLB-S7-S-Agar	Nachweis grampositiver, bierschädigender Mikro-organismen (Bierlactobazillen und Bierpediokokken).	TN1502	250 ml
VLB-S7-S-Bouillon	Nachweis grampositiver, bierschädigender Mikro-organismen (Bierlactobazillen und Bierpediokokken).	TN1503	250 ml
WL-Nähragar (WLN)	Bestimmung der mikrobiellen Flora in der Brauerei.	TN1744	9 x 250 ml
WL-Nähragar mit Cycloheximid (WLD)	Koloniezahlbestimmung und Nachweis von Bakterien aus Untersuchungsmaterial, das Hefen und Schimmelpilze in hoher Anzahl enthält.	TN1745	9 x 250 ml
Würze-Agar	Anzucht von Hefen und Schimmelpilzen.	TN1746	9 x 250 ml
Würze-Agar (Basis)	Nachweis, Isolierung, Koloniezahlbestimmung von Hefen, Pilzen, besonders für Kontrollen bei der Getränkenproduktion. Glycerin TN1424 zugeben.	TN1210	500 g
Würze-Bouillon (Basis)	Nachweis, Isolierung, Koloniezahlbestimmung von Hefen und Pilzen. Glycerin TN1424 zugeben.	TN1211	500 g

Weitere Nährmedien erhalten Sie auf Anfrage. Rufen Sie uns an oder schauen Sie auf unsere Homepage www.sifin.de.
Gerne beraten wir Sie bei der Zusammenstellung der Nährmedien oder unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.

Datum der Fassung: 06/02/2020